

PURIX X1 · Analizador de oro XRF

El kilataje no se adivina. Se mide.

PURIX X1 mide hasta 20 elementos presentes en el oro en 30–60 segundos, con una exactitud de $\pm 0.05\%$ y sin dañar la pieza. Sin cortes, sin piedra de toque, sin ácido.



Exactitud

$\pm 0.05\%$

RSD $\leq 0.05\%$ (Au $\geq 90\%$)

Tiempo de medición

30–60 s

Por pieza

Rango de análisis

1 ppm – 99.99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh y
15 elementos más

Efecto en la pieza

Ninguno

Sin cortes, raspado ni ácido

Medición en cuatro pasos

Así de sencillo.

Kilates, ley y 20 elementos: todo con un solo toque.

1

Coloque

Ponga la pieza sobre la ventana de medición, dentro del equipo. Una cámara integrada muestra en pantalla el punto de medición.

2

Inicie

Cierre la tapa y toque START. El tubo de rayos X no se activa hasta que la tapa está cerrada.

3

Rayos X y fluorescencia

El tubo envía rayos X a la pieza desde abajo. Cada elemento responde con su propia energía: el oro a 9.71 keV, la plata a 22.16 keV.

4

Resultado

El detector cuenta esos rayos y el software los convierte en proporciones. El kilataje, la ley y los 20 elementos aparecen en pantalla en 30–60 segundos.

¿Por qué XRF?

Criterio	Piedra de toque	Prueba de ácido	PURIX XRF
Efecto en la pieza	Deja una raya	Ataca la superficie	Ninguno
Resultado	Kilataje a ojo	Rango de kilates (p. ej., 14–18)	Porcentaje de los 20 elementos
Tiempo	1–2 minutos	2–5 minutos	30–60 segundos
Detección de chapado	No	Limitada	Revela el chapado delgado
Registro	Ninguno	Ninguno	Reporte de medición guardado

Especificaciones técnicas

Principio de funcionamiento XRF de energía dispersiva (EDXRF)	Detector Si-PIN
Exactitud ±0.05 %	Repetibilidad (RSD) ≤ 0.05 % (Au ≥ 90 %)
Rango de análisis 1 ppm – 99.99 %	Límite de detección ~2–5 ppm
Tiempo de medición 30–60 s	Pantalla Táctil de 12.1"
Cámara de muestra A todo color	Alimentación 110 / 220 / 240 V
Grado de protección IP IP55	Garantía 1 año
Elementos medibles Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In	

Todos los valores se midieron en las condiciones de prueba del fabricante y pueden variar según la forma y la superficie de la muestra.



Cuerpo Cuerpo blanco porcelana, tapa negro grafito, marco de pantalla oro champán
Tapa Asa dorada con acabado cepillado; los pistones de gas mantienen la tapa abierta y la cierran sin ruido
Ventilación y estado Rejilla de ventilación perforada en el panel lateral; luz de estado dorada vertical junto a la pantalla

¿Para quién es?

Joyerías

Mida el kilataje frente al cliente al comprar oro usado y respalde su precio con números.

Casas de empeño y prestamistas sobre oro

Archive un reporte de medición de cada pieza recibida en prenda; detecte el chapado delgado en el mostrador.

Comerciantes de lingotes y monedas

Verifique en segundos la composición superficial de lingotes y monedas de inversión, sin dañarlos.

Refinadoras

Verifique el material de entrada y los lingotes de salida con el mismo equipo, y controle las impurezas.

Mayoristas y talleres

Verifique las aleaciones antes y después de la producción; mida el paladio en el oro blanco.

Laboratorios de ensaye

Revise el kilataje.

Servicio y soporte

Instalación y capacitación

Apoyo con la instalación, la capacitación del personal y la primera calibración; el alcance se indica en la cotización.

Garantía de 1 año

Garantía del fabricante de 1 año; servicio técnico después de la garantía.

Muestra de referencia

Incluye una muestra de referencia para calibración; juegos adicionales de patrones por kilataje a solicitud.

Seguridad radiológica El tubo se apaga en cuanto se abre la tapa. Un reporte de medición de la tasa de dosis está disponible a solicitud.

Cotización y demostración en su negocio

Escanee el código QR o llene el formulario de cotización en nuestro sitio web; le responderemos lo antes posible.

Sitio web
www.purixrf.com

Formulario de cotización
purixrf.com/#teklif

Instagram
[@purixrf](https://www.instagram.com/purixrf)

