

PURIX X1 · XRF altın analiz cihazı

# Ayar tahmin edilmez. Ölçülür.

PURIX X1, altının bileşimini 20 elemente kadar 30–60 saniyede,  $\pm 0,05$  doğrulukla ve parçaya zarar vermeden ölçer. Kesme yok, mihenk yok, asit yok.



Doğruluk

**$\pm 0,05$**

RSD  $\leq 0,05$  (Au  $\geq 90$ )

Ölüm süresi

**30–60 sn**

Parça başına

Analiz aralığı

**1 ppm – %99,99**

Au, Ag, Pt, Pd, Rh  
ve 15 element daha

Parçaya etkisi

**Yok**

Kesme, kazıma, asit yok

## Dört adımda ölçüm

**İşte bu kadar basit.**

Ayar, milyem ve 20 element, tek dokunuşla.

1

### Yerleştirin

Parçayı haznedeki ölçüm penceresinin üzerine koyun. Kamera ölçülecek noktayı ekranda gösterir.

2

### Başlatın

Kapağı kapatın ve START'a dokununuz. Kapak kapanmadan X-ışını tüpü çalışmaz.

3

### X-ışını ve floresans

Tüp, parçaya alttan X-ışını gönderir. Her element kendine özgü enerjide ışın yayar: altın 9,71 keV'de, gümüş 22,16 keV'de.

4

### Sonuç

Dedektör bu ışınları sayar, yazılım oranlara çevirir. Ayar, milyem ve 20 elementin oranı 30–60 saniyede ekranda.

## Neden XRF?

| Ölçüt           | Mihenk taşı     | Asit testi               | PURIX XRF                     |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Parçaya etkisi  | Çizik bırakır   | Yüzeyi aşındırır         | Yok                           |
| Sonuç           | Göz kararı ayar | Ayar aralığı (ör. 14–18) | 20 elementin yüzdesi          |
| Süre            | 1–2 dakika      | 2–5 dakika               | 30–60 saniye                  |
| Kaplama tespiti | Hayır           | Sınırlı                  | İnce kaplamayı ortaya çıkarır |
| Kayıt           | Yok             | Yok                      | Kayıtlı ölçüm raporu          |

## Teknik özellikler

Çalışma prensibi  
**Enerji dağılımlı XRF (EDXRF)**

Doğruluk  
**±%0,05**

Analiz aralığı  
**1 ppm – %99,99**

Ölçüm süresi  
**30–60 sn**

Numune kamerası  
**Tam renkli**

Koruma sınıfı  
**IP55**

Ölçülebilen elementler  
**Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In**

Tüm değerler üreticinin test koşullarında ölçülmüştür; numunenin şekline ve yüzeyine göre değişebilir.

Dedektör  
**Si-PIN**

Tekrarlanabilirlik (RSD)  
**≤ %0,05 (Au ≥ %90)**

Tespit sınırı  
**~2–5 ppm**

Ekran  
**12,1" dokunmatik**

Besleme  
**110 / 220 / 240 V**

Garanti  
**1 yıl**



### Gövde

Porselen beyazı gövde, grafit siyah kapak, şampanya altın ekran çerçevesi

### Kapak

Fırçalanmış altın tutamak; gazlı amortisörle açık kalır, sessiz kapanır

### Havalandırma ve durum

Yan panelde delikli hava ızgarası; ekranın yanında dikey altın durum ışığı

## Kimler için

### Kuyumcular

Hurda alımında ayarı müşterinin önünde ölçün, fiyatı rakamla savunun.

### Rehin ve altın kredisi kurumları

Teminata alınan her parçanın ölçüm raporunu dosyaya ekleyin; ince kaplamayı masada fark edin.

### Külçe ve sikke satıcıları

Gram altın, cumhuriyet altını ve yatırım sikkelerin yüzey bileşimini saniyeler içinde, zarar vermeden kontrol edin.

### Rafineriler

Giriş malzemesini ve çıkış külçesini aynı cihazla doğrulayın, safsızlıkları takip edin.

### Toptancı ve atölyeler

Alaşım reçetesini üretim öncesi ve sonrası doğrulayın; beyaz altında paladyumu ölçün.

### Ayar evleri ve laboratuvarlar

Ayarı ve damgayı kontrol edin, safsızlıkları ppm düzeyinde tespit edin, ölçüm raporu verin.

## Servis ve destek

### Yerinde kurulum ve eğitim

Kurulum, personel eğitimi ve ilk kalibrasyon desteği; kapsam teklifte belirtilir.

### NDK lisans desteği

NDK lisans başvurusu için gereken teknik belgelerin hazırlanmasında ve başvuru takibinde destek.

### 1 yıl garanti

1 yıl üretici garantisi; garanti sonrası servis desteği.

### Referans numune

Cihazla birlikte referans kalibrasyon numunesi verilir; ek ayar setleri talep üzerine.

### Radyasyon güvenliği

Kapak açıldığı anda tüp kapanır. NDK lisans başvurusu için gereken teknik dosyanın ve doz hızı ölçüm raporunun hazırlanmasında destek oluyoruz.

## Teklif ve işyerinizde canlı demo

QR kodu okutun ya da web sitemizdeki teklif formunu doldurun; bir iş günü içinde dönüş yapalım.

Web  
[www.purixxrf.com](http://www.purixxrf.com)

Teklif formu  
[purixxrf.com/#teklif](http://purixxrf.com/#teklif)

Instagram  
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

