

PURIX X1 · جهاز تحليل الذهب بتقنية XRF

العيار لا يُخَمَّن. العيار يُقاس.

يقيس PURIX X1 ما يصل إلى 20 عنصراً في الذهب خلال 30-60 ثانية، بدقة $\pm 0.05\%$ ودون الإضرار بالقطعة. لا قطع، ولا حجر مك، ولا أحماض.



الدقة	زمن القياس	نطاق التحليل	الأثر على القطعة
$\pm 0.05\%$	30-60 ث	99.99% - 0.01%	لا يوجد
تحليل رقمي متعدد القنوات	لكل قطعة	Au, Ag, Pt, Pd, Rh و 15 عنصراً آخر	بلا قطع أو كشط أو أحماض

القياس في أربع خطوات

الأمر بهذه البساطة.

العيار والنقاوة و20 عنصراً - كل ذلك بلمسة واحدة.

- ضع القطعة**
ضع القطعة على نافذة القياس داخل الحجرة.
- ابدأ**
أغلق الغطاء واضغط START.
- الأشعة السينية والتألق**
يرسل الأنبوب أشعة سينية إلى القطعة من الأسفل. ويصدر كل عنصر أشعة بطاقة خاصة به: الذهب عند 9.71 keV، والفضة عند 22.16 keV.
- النتيجة**
يعدّ الكاشف هذه الأشعة، ويحوّلها البرنامج إلى نسب. ويظهر العيار والنقاوة وجميع العناصر العشرين على الشاشة خلال 30-60 ثانية.

لماذا XRF؟

المعيار	حجر المحك	اختبار الحمض	PURIX XRF
الأثر على القطعة	يترك خدشاً	يُتلف السطح	لا يوجد
النتيجة	عيار بالتقدير البصري	نطاق عيار (مثل 14-18)	نسب العناصر العشرين كلها
الوقت	2-1 دقيقة	5-2 دقائق	30-60 ثانية
كشف الطلاء	لا	محدود	يكشف الطلاء الرقيق

المواصفات الفنية

التحليل رقمي متعدد القنوات	الكاشف Si-PIN مخفض
نطاق التحليل 0.01 % - 99.99 %	الدقة ±0.05 %
نوع العينة صلبة، سائلة، مسحوق	زمن القياس 30-60 ث
مصدر الطاقة AC 220 V, 50 Hz	الشاشة شاشة لمس سعوية IPS مقاس 12 بوصة
أنبوب الأشعة السينية 50 kV / 1 mA	القدرة الاسمية <150 W
مصدر الجهد العالي 50 kV / 1 mA رقمي	هدف الأنبوب وبؤرته تنغستن، 0.5 φ مم
الضوضاء ≤50 dB	الكوليماتور φ2.5 mm
الرطوبة 85-15 % (دون تكاثف)	درجة حرارة التشغيل 5-30 °C
وسائل الحماية حماية أنبوب الأشعة السينية من ارتفاع الحرارة · حماية الجهد العالي · إجراء التسخين ومقاومة التداخل	
العناصر القابلة للقياس Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn	
جميع القيم مقاسة في ظروف الاختبار لدى الشركة المصنعة، وقد تختلف بحسب شكل العينة وسطحها.	



الهيكل
هيكل أبيض خزفي، وغطاء أسود جرافيتي، وإطار شاشة ذهبي
بلون الشمبانيا

الغطاء
مقبض ذهبي مصقول بالفرشاة؛ مكابس غازية تُبقي الغطاء مفتوحًا
وتُغلقه بهدوء

التهوية ومؤشر الحالة
شبكة تهوية مثقبة في اللوح الجانبي؛ ومؤشر حالة ذهبي عمودي
بجوار الشاشة

لمن هذا الجهاز؟

تجار السبائك والعملات الذهبية افحص تركيب سطح السبائك والعملات الاستثمارية خلال ثوانٍ، دون الإضرار بها.	محلات الرهن ومقدمو قروض الذهب افحص كل قطعة مرهونة، واكتشف الطلاء الرقيق عند المنضدة.	محلات المجوهرات قَس العيار أمام العميل عند شراء الذهب الكسر، وادعم سعره بالأرقام.
مكاتب الفحص والمختبرات افحص العيار.	تجار الجملة والورش تحقق من تركيبات السبائك قبل الإنتاج وبعده، وقس البلاadium في الذهب الأبيض.	المصافي تحقق من المواد الواردة والسبائك الصادرة على الجهاز نفسه، وتابع الشوائب.

الخدمة والدعم

عينة مرجعية تُرفق مع الجهاز عينة معايرة مرجعية، وتتوفر مجموعات عيارات إضافية عند الطلب.	ضمان لمدة سنة ضمان الشركة المصنعة لمدة سنة، ودعم الخدمة بعد انتهاء الضمان.	تركيب وتدريب دعم التركيب وتدريب الموظفين والمعايرة الأولى؛ ويُحدّد النطاق في عرض السعر.
--	--	--



اطلب عرض سعر أو عرضًا تجريبيًا في مقرّك

امسح رمز QR أو املأ نموذج طلب العرض على موقعنا، وسنعود إليك في أقرب وقت ممكن.

الموقع الإلكتروني www.purixxrf.com
 نموذج طلب العرض purixxrf.com/#teklif
 إنستغرام [@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)