

PURIX X1 · Analizzatore XRF per oro

Il carato non si indovina. Si misura.

PURIX X1 misura fino a 20 elementi presenti nell'oro in 30–60 secondi, con un'accuratezza di $\pm 0,05\%$ e senza danneggiare il pezzo. Niente tagli, niente pietra di paragone, niente acidi.



Accuratezza

$\pm 0,05\%$

Analisi digitale multicanale

Tempo di misura

30–60 s

Per pezzo

Campo di analisi

0,01 % – 99,99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh e altri 15 elementi

Effetto sul pezzo

Nessuno

Niente tagli, graffi o acidi

La misura in quattro passaggi

È così semplice.

Carati, millesimi e 20 elementi – tutto con un solo tocco.

1

Posizionamento

Appoggi il pezzo sulla finestra di misura nella camera.

2

Avvio

Chiuda il coperchio e tochi START.

3

Raggi X e fluorescenza

Il tubo invia dal basso raggi X sul pezzo. Ogni elemento risponde con una propria energia: l'oro a 9,71 keV, l'argento a 22,16 keV.

4

Risultato

Il rivelatore conta questi raggi e il software li converte in percentuali. Carati, millesimi e tutti i 20 elementi compaiono sullo schermo in 30–60 secondi.

Perché l'XRF?

Criterio	Pietra di paragone	Test all'acido	PURIX XRF
Effetto sul pezzo	Lascia un graffio	Intacca la superficie	Nessuno
Risultato	Carati a occhio	Intervallo di carati (es. 14–18)	Percentuale di tutti i 20 elementi
Tempo	1–2 minuti	2–5 minuti	30–60 secondi
Rileva placcature	No	Limitato	Rivela le placcature sottili

Specifiche tecniche

Rivelatore
Si-PIN personalizzato

Accuratezza
±0,05 %

Tempo di misura
30–60 s

Schermo
Touchscreen capacitivo IPS da 12"

Potenza nominale
<150 W

Target e fuoco del tubo
Tungsteno, ϕ 0,5 mm

Collimatore
 ϕ 2,5 mm

Temperatura di esercizio
5–30 °C

Protezioni
Protezione da surriscaldamento del tubo · Protezione dall'alta tensione · Procedura di preriscaldamento e antiinterferenza

Elementi misurabili
Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn

Tutti i valori sono misurati nelle condizioni di prova del produttore e possono variare in base alla forma e alla superficie del campione.

Analisi
Digitale multicanale

Campo di analisi
0,01 % – 99,99 %

Tipo di campione
Solido, liquido, polvere

Alimentazione
AC 220 V, 50 Hz

Tubo a raggi X
50 kV / 1 mA

Alimentatore ad alta tensione
50 kV / 1 mA, digitale

Rumorosità
≤50 dB

Umidità
15–85 % (senza condensa)



Scocca

Scocca bianco porcellana, coperchio nero grafite, cornice del display oro champagne

Coperchio

Maniglia in oro spazzolato; i pistoni a gas tengono il coperchio aperto e lo chiudono senza rumore

Aerazione e spia di stato

Griglia di aerazione forata sul fianco; spia di stato dorata verticale accanto al display

A chi si rivolge

Gioiellieri e compro oro

Misuri il titolo dell'oro usato davanti al cliente che lo vende e giustifichi il prezzo con i numeri.

Banchi dei pegni e prestiti su oro

Misuri ogni pezzo ricevuto in pegno; individui al banco le placcature sottili.

Commercianti di lingotti e monete

Controlli in pochi secondi la composizione superficiale di lingotti e monete da investimento, senza danneggiarli.

Affinerie e banchi metalli

Verifichi il materiale in entrata e i lingotti in uscita con lo stesso strumento e tenga sotto controllo le impurità.

Ingresso e laboratori orafi

Verifichi le leghe prima e dopo la produzione; misuri il palladio nell'oro bianco.

Laboratori di saggio e analisi

Controlli il titolo.

Assistenza e supporto

Installazione e formazione

Supporto per installazione, formazione del personale e prima calibrazione; ambito del servizio indicato nel preventivo.

Garanzia di 1 anno

Garanzia del produttore di 1 anno; assistenza tecnica anche dopo la scadenza della garanzia.

Campione di riferimento

In dotazione un campione di riferimento per la calibrazione; set aggiuntivi a diversi carati su richiesta.

Richieda un preventivo o una demo in sede

Scansioni il codice QR o compili il modulo preventivo sul nostro sito; La ricontatteremo il prima possibile.

Sito web
www.purixrf.com

Modulo preventivo
purixrf.com/#teklif

Instagram
[@purixrf](https://www.instagram.com/purixrf)

