

PURIX X1 · Penganalisis emas XRF

# Karat tidak diteka. Karat diukur.

PURIX X1 mengukur sehingga 20 unsur dalam emas dalam masa 30–60 saat, dengan ketepatan  $\pm 0.05\%$  dan tanpa merosakkan barang kemas. Tanpa memotong, tanpa batu uji, tanpa asid.



Ketepatan

**$\pm 0.05\%$**

Analisis digital berbilang saluran

Masa pengukuran

**30–60 s**

Setiap barang kemas

Julat analisis

**0.01 % – 99.99 %**

Au, Ag, Pt, Pd, Rh  
dan 15 unsur lain

Kesan pada barang kemas

**Tiada**

Tanpa potong, kikis atau asid

## Pengukuran dalam empat langkah

**Semudah itu.**

Karat, ketulenan dan 20 unsur – semua dengan satu sentuhan.

**1**

### Letakkan

Letakkan barang kemas di atas tingkap pengukuran di dalam kebuk.

**2**

### Mula

Tutup penutup dan sentuh START.

**3**

### Sinar-X dan pendarfluor

Tiub menghantar sinar-X ke dalam barang kemas dari bawah. Setiap unsur memancarkan sinar pada tenaganya sendiri: emas pada 9.71 keV, perak pada 22.16 keV.

**4**

### Keputusan

Pengesan mengira sinar tersebut dan perisian menukarnya kepada nisbah. Karat, ketulenan dan kesemua 20 unsur dipaparkan pada skrin dalam 30–60 saat.

## Mengapa XRF?

| Kriteria           | Batu uji            | Ujian asid               | PURIX XRF                 |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Kesan pada barang  | Meninggalkan calar  | Menghakis permukaan      | Tiada                     |
| Keputusan          | Anggaran mata kasar | Julat karat (cth. 14–18) | Peratus kesemua 20 unsur  |
| Masa               | 1–2 minit           | 2–5 minit                | 30–60 saat                |
| Pengesanan saduran | Tidak               | Terhad                   | Mendedahkan saduran nipis |

## Spesifikasi teknikal

|                                                                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pengesanan<br><b>Si-PIN tersuai</b>                                                                                               | Analisis<br><b>Digital berbilang saluran</b>          |
| Ketepatan<br><b>±0.05 %</b>                                                                                                       | Julat analisis<br><b>0.01 % – 99.99 %</b>             |
| Masa pengukuran<br><b>30–60 s</b>                                                                                                 | Jenis sampel<br><b>Pepejal, cecair, serbuk</b>        |
| Skrin<br><b>Skrin sentuh kapasitif IPS 12"</b>                                                                                    | Bekalan kuasa<br><b>AC 220 V, 50 Hz</b>               |
| Kuasa terkadar<br><b>&lt;150 W</b>                                                                                                | Tiub sinar-X<br><b>50 kV / 1 mA</b>                   |
| Sasaran dan fokus tiub<br><b>Tungsten, <math>\phi</math>0.5 mm</b>                                                                | Bekalan voltan tinggi<br><b>50 kV / 1 mA, digital</b> |
| Kolimator<br><b><math>\phi</math>2.5 mm</b>                                                                                       | Hingar<br><b>≤50 dB</b>                               |
| Suhu operasi<br><b>5–30 °C</b>                                                                                                    | Kelembapan<br><b>15–85 % (tanpa kondensasi)</b>       |
| Perlindungan<br><b>Perlindungan lampau panas tiub sinar-X · Perlindungan voltan tinggi · Prosedur pemanasan dan anti-gangguan</b> |                                                       |
| Unsur boleh diukur<br><b>Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn</b>                        |                                                       |
| Semua nilai diukur di bawah keadaan ujian pengeluaran dan mungkin berbeza mengikut bentuk dan permukaan sampel.                   |                                                       |

## Sesuai untuk siapa?

### Kedai emas

Ukur karat di hadapan pelanggan ketika membeli emas lama, dan sokong harga anda dengan angka.

### Pajak gadai dan pengendali Ar-Rahnu

Ukur setiap barang cagaran; kesan saduran nipis terus di kaunter.

### Peniaga jongkong dan syiling

Periksa komposisi permukaan jongkong dan syiling pelaburan dalam hitungan saat, tanpa merosakkannya.

### Kilang penapisan

Sahkan bahan masuk dan jongkong keluar dengan alat yang sama, dan pantau bendasing.

### Pemborong dan bengkel

Sahkan resipi aloi sebelum dan selepas pengeluaran; ukur paladium dalam emas putih.

### Pejabat pengujian dan makmal

Semak karat.

## Servis dan sokongan

### Pemasangan dan latihan

Sokongan pemasangan, latihan kakitangan dan penentuan pertama; skop dinyatakan dalam sebut harga.

### Waranti 1 tahun

Waranti pengeluaran 1 tahun; sokongan servis selepas tempoh waranti.

### Sampel rujukan

Satu sampel penentuan rujukan dibekalkan; set karat tambahan disediakan atas permintaan.



### Badan

Badan putih porselin, penutup hitam grafit, bingkai skrin emas champagne

### Penutup

Pemegang keemasan bertekstur berus; topang gas mengekalkan penutup terbuka dan menutupnya dengan senyap

### Pengudaraan dan lampu status

Gril pengudaraan berlubang pada panel sisi; lampu status keemasan menegak di sebelah skrin

## Minta sebut harga atau demo di premis anda

Imbas kod QR atau isi borang sebut harga di laman web kami; kami akan menghubungi anda secepat mungkin.

Laman web  
[www.purixrf.com](http://www.purixrf.com)

Borang sebut harga  
[purixrf.com/#teklif](http://purixrf.com/#teklif)

Instagram  
[@purixrf](https://www.instagram.com/purixrf)

