

PURIX X1 · XRF altın analiz cihazı

Ayar tahmin edilmez. Ölçülür.

PURIX X1, altının bileşimini 20 elemente kadar 30–60 saniyede, $\pm 0,05$ doğrulukla ve parçaya zarar vermeden ölçer. Kesme yok, mihenk yok, asit yok.



Doğruluk

$\pm 0,05$

Dijital çok kanallı analiz

Ölçüm süresi

30–60 sn

Parça başına

Analiz aralığı

%0,01 – %99,99

Au, Ag, Pt, Pd, Rh
ve 15 element daha

Parçaya etkisi

Yok

Kesme, kazıma, asit yok

Dört adımda ölçüm

İşte bu kadar basit.

Ayar, milyem ve 20 element, tek dokunuşla.

1

Yerleştirin

Parçayı haznedeki ölçüm penceresinin üzerine koyun.

2

Başlatın

Kapağı kapatın ve START'a dokununuz.

3

X-ışını ve floresans

Tüp, parçaya alttan X-ışını gönderir. Her element kendine özgü enerjide ışın yayar: altın 9,71 keV'de, gümüş 22,16 keV'de.

4

Sonuç

Dedektör bu ışınları sayar, yazılım oranlara çevirir. Ayar, milyem ve 20 elementin oranı 30–60 saniyede ekranda.

Neden XRF?

Ölçüt	Mihenk taşı	Asit testi	PURIX XRF
Parçaya etkisi	Çizik bırakır	Yüzeyi aşındırır	Yok
Sonuç	Göz kararı ayar	Ayar aralığı (ör. 14–18)	20 elementin yüzdesi
Süre	1–2 dakika	2–5 dakika	30–60 saniye
Kaplama tespiti	Hayır	Sınırlı	İnce kaplamayı ortaya çıkarır

Teknik özellikler

Dedektör

Özel Si-PIN

Analiz

Dijital çok kanallı

Doğruluk

±%0,05

Analiz aralığı

%0,01 – %99,99

Ölçüm süresi

30–60 sn

Numune türü

Katı, sıvı, toz

Ekran

12" IPS kapasitif dokunmatik

Besleme

AC 220 V, 50 Hz

Anma gücü

<150 W

Röntgen tüpü

50 kV / 1 mA

Tüp hedefi ve odak

Volfram, ϕ 0,5 mm

Yüksek gerilim kaynağı

50 kV / 1 mA dijital

Kolimatör

ϕ 2,5 mm

Gürültü

≤50 dB

Çalışma sıcaklığı

5–30 °C

Nem

%15–85 (yoğuşmasız)

Korunmalar

X-ışını tüpü aşırı ısınma koruması · Yüksek gerilim koruması · Isınma ve girişim önleme prosedürü

Ölçülebilen elementler

Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn

Tüm değerler üreticinin test koşullarında ölçülmüştür; numunenin şekline ve yüzeyine göre değişebilir.



Gövde

Porselen beyazı gövde, grafit siyah kapak, şampanya altın ekran çerçevesi

Kapak

Fırçalanmış altın tutamak; gazlı amortisörle açık kalır, sessiz kapanır

Havalandırma ve durum

Yan panelde delikli hava ızgarası; ekranın yanında dikey altın durum ışığı

Kimler için

Kuyumcular

Hurda alımında ayarı müşterinin önünde ölçün, fiyatı rakamla savunun.

Rehin ve altın kredisi kurumları

Teminata alınan her parçayı ölçün; ince kaplamayı masada fark edin.

Külçe ve sikke satıcıları

Gram altın, cumhuriyet altını ve yatırım sikkelerinin yüzey bileşimini saniyeler içinde, zarar vermeden kontrol edin.

Rafineriler

Giriş malzemesini ve çıkış külçesini aynı cihazla doğrulayın, safsızlıkları takip edin.

Toptancı ve atölyeler

Alaşım reçetesini üretim öncesi ve sonrası doğrulayın; beyaz altında paladyumu ölçün.

Ayar evleri ve laboratuvarlar

Ayarı kontrol edin.

Servis ve destek

Yerinde kurulum ve eğitim

Kurulum, personel eğitimi ve ilk kalibrasyon desteği; kapsam teklifte belirtilir.

1 yıl garanti

1 yıl üretici garantisi; garanti sonrası servis desteği.

Referans numune

Cihazla birlikte referans kalibrasyon numunesi verilir; ek ayar setleri talep üzerine.

Teklif ve işyerinizde canlı demo

QR kodu okutun ya da web sitemizdeki teklif formunu doldurun; en kısa sürede dönüş yapalım.

Web
www.purixxrf.com

Teklif formu
[purixxrf.com/#teklif](https://www.purixxrf.com/#teklif)

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

