

PURIX X1 · XRF 黄金分析仪

成色不靠猜。 一测便知。

PURIX X1 在 30–60 秒内测出黄金中多达 20 种元素的含量，准确度 $\pm 0.05\%$ ，且不损伤饰品。无需切割，无需试金石，无需酸液。



准确度

$\pm 0.05\%$

数字多道分析

测量时间

30–60 秒

每件饰品

分析范围

0.01% – 99.99%

Au、Ag、Pt、Pd、Rh 及另外 15 种元素

对饰品的影响

无

无需切割、刮擦或酸蚀

四步完成测量

就是这么简单。

K 数、成色及 20 种元素——轻点一下，全部呈现。

1

放置

将样品放在样品仓内的测量窗口上。

2

启动

合上机盖，点击 START。

3

X 射线与荧光

X 射线管从下方向饰品发射 X 射线。每种元素以各自特定的能量发出射线：金为 9.71 keV，银为 22.16 keV。

4

结果

探测器对这些射线计数，软件将其换算为比例。K 数、成色及全部 20 种元素在 30–60 秒内显示在屏幕上。

为什么选择 XRF?

对比项	试金石	酸液测试	PURIX XRF
对饰品的影响	留下划痕	腐蚀表面	无
结果	目测 K 数	K 数范围 (如 14–18)	全部 20 种元素的百分比
耗时	1–2 分钟	2–5 分钟	30–60 秒
镀层识别	否	有限	可揭示薄镀层

技术规格

探测器
定制 Si-PIN

准确度
±0.05 %

测量时间
30–60 秒

显示屏
12" IPS 电容触摸屏

额定功率
<150 W

靶材与焦点
钨, $\phi 0.5$ mm

准直器
 $\phi 2.5$ mm

工作温度
5–30 °C

保护功能
X 射线管过热保护 · 高压保护 · 预热及抗干扰程序

可测元素
Au, Ag, Pt, Pd, Re, Ir, W, Cd, Cu, Ni, Zn, Rh, Ru, Fe, Co, Os, Pb, Sn, In, Mn

所有数值均在制造商测试条件下测得，可能因样品形状和表面而异。

分析
数字多道

分析范围
0.01 % – 99.99 %

样品类型
固体、液体、粉末

电源
AC 220 V, 50 Hz

X 射线管
50 kV / 1 mA

高压电源
50 kV / 1 mA 数字式

噪声
≤50 dB

湿度
15–85 % (无冷凝)



机身
瓷白色机身，石墨黑机盖，香槟金屏幕边框

机盖
拉丝金色把手；气弹簧支撑机盖保持开启，关闭轻柔安静

通风与状态指示
侧板开孔通风格栅；屏幕旁竖向金色状态灯

适用行业

珠宝商

回收旧金时当着顾客的面测量 K 数，用数据支撑您的报价。

典当行与黄金抵押贷款机构

为每件抵押品进行检测；在柜台即可发现薄镀层。

金条与金币经销商

数十秒内无损检测金条和投资金币的表面成分。

精炼厂

用同一台仪器核验进厂原料和出厂金条，并跟踪杂质。

批发商与加工厂

生产前后核验合金配方；测量白色 K 金中的钯含量。

检测机构与实验室

检验成色。

服务与支持

安装与培训

安装、员工培训及首次校准支持；
具体范围在报价中注明。

1 年保修

1 年制造商保修；保修期满后提供
维修服务支持。

参考样品

随设备附带一个参考校准样品；额
外的 K 数样品套装可应要求提供。

获取报价或预约上门演示

扫描 QR 码，或在官网填写报价表单，我们将尽快回复。

网站
www.purixxrf.com

报价表单
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

