

PURIX X1 · Analizador de oro XRF

# El kilataje no se adivina. Se mide.

PURIX X1 mide hasta 20 elementos presentes en el oro en 30–60 segundos, con una exactitud de  $\pm 0.05\%$  y sin dañar la pieza. Sin cortes, sin piedra de toque, sin ácido.



Exactitud

**$\pm 0.05\%$**

RSD  $\leq 0.05\%$  (Au  $\geq 90\%$ )

Tiempo de medición

**30–60 s**

Por pieza

Rango de análisis

**1 ppm – 99.99 %**

Au, Ag, Pt, Pd, Rh y  
15 elementos más

Efecto en la pieza

**Ninguno**

Sin cortes, raspado ni ácido

## Medición en cuatro pasos

**Así de sencillo.**

Kilates, ley y 20 elementos: todo con un solo toque.

**1**

### Coloque

Ponga la pieza sobre la ventana de medición, dentro del equipo. Una cámara integrada muestra en pantalla el punto de medición.

**2**

### Inicie

Cierre la tapa y toque START. El tubo de rayos X no se activa hasta que la tapa está cerrada.

**3**

### Rayos X y fluorescencia

El tubo envía rayos X a la pieza desde abajo. Cada elemento responde con su propia energía: el oro a 9.71 keV, la plata a 22.16 keV.

**4**

### Resultado

El detector cuenta esos rayos y el software los convierte en proporciones. El kilataje, la ley y los 20 elementos aparecen en pantalla en 30–60 segundos.

## ¿Por qué XRF?

| Criterio             | Piedra de toque | Prueba de ácido                  | PURIX XRF                      |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Efecto en la pieza   | Deja una raya   | Ataca la superficie              | Ninguno                        |
| Resultado            | Kilataje a ojo  | Rango de kilates (p. ej., 14–18) | Porcentaje de los 20 elementos |
| Tiempo               | 1–2 minutos     | 2–5 minutos                      | 30–60 segundos                 |
| Detección de chapado | No              | Limitada                         | Revela el chapado delgado      |
| Registro             | Ninguno         | Ninguno                          | Reporte de medición guardado   |

## Especificaciones técnicas

|                                                                                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Principio de funcionamiento<br><b>XRF de energía dispersiva (EDXRF)</b>                                     | Detector<br><b>Si-PIN</b>                          |
| Exactitud<br><b>±0.05 %</b>                                                                                 | Repetibilidad (RSD)<br><b>≤ 0.05 % (Au ≥ 90 %)</b> |
| Rango de análisis<br><b>1 ppm – 99.99 %</b>                                                                 | Límite de detección<br><b>~2–5 ppm</b>             |
| Tiempo de medición<br><b>30–60 s</b>                                                                        | Pantalla<br><b>Táctil de 12.1"</b>                 |
| Cámara de muestra<br><b>A todo color</b>                                                                    | Alimentación<br><b>110 / 220 / 240 V</b>           |
| Grado de protección IP<br><b>IP55</b>                                                                       | Garantía<br><b>1 año</b>                           |
| Elementos medibles<br><b>Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In</b> |                                                    |

Todos los valores se midieron en las condiciones de prueba del fabricante y pueden variar según la forma y la superficie de la muestra.



|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuerpo</b><br>Cuerpo blanco porcelana, tapa negro grafito, marco de pantalla oro champán                                            |
| <b>Tapa</b><br>Asa dorada con acabado cepillado; los pistones de gas mantienen la tapa abierta y la cierran sin ruido                  |
| <b>Ventilación y estado</b><br>Rejilla de ventilación perforada en el panel lateral; luz de estado dorada vertical junto a la pantalla |

## ¿Para quién es?

### Joyerías

Mida el kilataje frente al cliente al comprar oro usado y respalde su precio con números.

### Casas de empeño y prestamistas sobre oro

Archive un reporte de medición de cada pieza recibida en prenda; detecte el chapado delgado en el mostrador.

### Comerciantes de lingotes y monedas

Verifique en segundos la composición superficial de lingotes y monedas de inversión, sin dañarlos.

### Refinadoras

Verifique el material de entrada y los lingotes de salida con el mismo equipo, y controle las impurezas.

### Mayoristas y talleres

Verifique las aleaciones antes y después de la producción; mida el paladio en el oro blanco.

### Laboratorios de ensaye

Revise el kilataje, verifique los contrastes, detecte impurezas a nivel de ppm y emita un reporte de medición.

## Servicio y soporte

### Instalación y capacitación

Apoyo con la instalación, la capacitación del personal y la primera calibración; el alcance se indica en la cotización.

### Apoyo con licencias

Apoyo en la preparación de los documentos técnicos para la licencia o el registro radiológico.

### Garantía de 1 año

Garantía del fabricante de 1 año; servicio técnico después de la garantía.

### Muestra de referencia

Incluye una muestra de referencia para calibración; juegos adicionales de patrones por kilataje a solicitud.

### Seguridad radiológica

El tubo se apaga en cuanto se abre la tapa. Un reporte de medición de la tasa de dosis y el expediente técnico para la licencia están disponibles a solicitud.

## Cotización y demostración en su negocio

Escanee el código QR o llene el formulario de cotización en nuestro sitio web; le responderemos en un día hábil.

Sitio web  
[www.purixxrf.com](http://www.purixxrf.com)

Formulario de cotización  
[purixxrf.com/#teklif](http://purixxrf.com/#teklif)

Instagram  
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

